

Ambu® Perfit®



Caratteristiche principali

- Il collare è monouso. Si riducono i rischi di contaminazione crociata.
- Il collare viene fornito completamente aperto e ha un esclusivo supporto per il mento a posizionamento automatico. Inoltre, il supporto facilita l'intubazione e la rimozione del vomito dalla bocca del paziente.
- Il collare è un supporto ad elemento singolo. Questo evita la perdita dei componenti.
- I ganci per il supporto della cannula nasale sono situati sulla struttura del collare per fissare i tubi dell'ossigeno (ad eccezione della versione neonatale)
- La parte posteriore del collare è ventilata per il drenaggio dei liquidi e dispone di un'ampia apertura per un facile accesso. Questo permette di esaminare il paziente in sicurezza senza rimuovere il collare.
- Compatibile con TAC, RM raggi X*
- CND: Yo60312
- RDM: 2262563
- Classe dispositivo: I - non sterile
- Materiale privo di ftalati e lattice

Ambu® Perfit®

I collari Ambu Perfit sono stati progettati per contribuire al mantenimento di un allineamento neutro. Prevengono inclinazioni laterali, flessioni ed estensioni antero-posteriori della colonna cervicale durante trasporto, interventi di routine o spostamenti del paziente.

* La presenza di distorsioni od ombre nell'immagine dipende dalle impostazioni dell'apparecchiatura imaging.

Specifiche

Descrizione	
Materiale	Polietilene
Misure	1 (neonatale), 2 (pediatrico), 3 (senza collo), 4 (corto), 5 (normale) e 6 (lungo)
Colore	Bianco/grigio chiaro

Specifiche per l'ordinazione

Codice	Descrizione
264 201 000	Perfit Neonatale: misura 1 (colore viola)
264 202 000	Perfit Pediatrico: misura 2 (colore verde)
264 203 000	Perfit Senza collo: misura 3 (colore rosso)
264 204 000	Perfit Corto: misura 4 (colore giallo)
264 205 000	Perfit Normale: misura 5 (colore azzurro)
264 206 000	Perfit Lungo: misura 6 (colore rosa)
264 208 000	Borsa di trasporto per collari (per 6 pezzi)

Il confezionamento avviene singolarmente in buste di plastica e scatole di cartone da 20 pezzi.

Ambu A/S
Baltorpbakken 13
DK - 2750 Ballerup
Denmark
Tel. +45 7225 2000
Fax +45 7225 2053
www.ambu.com

Ambu S.r.l.
Via Paracelso 20
Centro Direzionale Colleoni
Palazzo Andromeda 3
20864 Agrate Brianza (MB) - IT
Tel. +39 039 6578100
Fax. +39 039 6898177

