

Ambu® Open Cuff Monouso

SCHEMA TECNICA

Le maschere facciali monouso Ambu Open Cuff sono maschere facciali senza cuffia con forma anatomica, dotate di una flangia morbida e codificata a colori per una rapida identificazione della misura e che permetta una tenuta ermetica e confortevole.

Le maschere facciali sono inoltre dotate di una cupola trasparente che consente di visualizzare le condizioni del paziente.

La maschera di taglia 0 è progettata per i neonati prematuri e presenta una forma rotonda e flessibile.

Disponibile in 8 misure, la gamma è adatta per l'uso su pazienti neonati, pediatrici e adulti.

Questi prodotti sono privi di PVC, lattice e ftalati classificati.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Maschere facciali leggere di forma anatomica con flangia morbida

Disponibili in 8 diverse misure codificate a colori

La maschera di misura #0 è progettata per i neonati prematuri ed è di forma circolare in silicone

La cupola delle maschere è trasparente per visualizzare le condizioni del paziente

Priva di PVC, lattice e ftalati

CND: R03010101

RDM: 1764292

Dispositivo di Classe IIa - monouso

Ambu

MATERIALI

Prodotto	Materiale
Flangia	TPE
Cupola	Polipropilene
Misura 0 prematuro	Silicone

MISURE E PESO

Tipo	Peso maschera
0 Prematuro	8.5 g
1 Neonato	7.1 g
2 Infante	8.9 g
3 Bambino	15.1 g
4 Piccolo Adulto	18.5 g
5 Medio Adulto	21.6 g
6 Grande Adulto	25 g
7 Adulto XL	27.8 g

SPECIFICHE ORDINE

Ref.	Tipo	Quantità per scatola
○ 306 0000 00	Ambu® Open Cuff Monouso misura #0	20
● 306 1000 00	Ambu® Open Cuff Monouso misura #1	20
● 306 2000 00	Ambu® Open Cuff Monouso misura #2	20
○ 306 3000 00	Ambu® Open Cuff Monouso misura #3	50
● 306 4000 00	Ambu® Open Cuff Monouso misura #4	50
● 306 5000 00	Ambu® Open Cuff Monouso misura #5	50
● 306 6000 00	Ambu® Open Cuff Monouso misura #6	50
● 306 7000 00	Ambu® Open Cuff Monouso misura #7	20



Ambu® Open Cuff Monouso



Ambu® Open Cuff Monouso misure 3, 4, 5, 6



Ambu® Open Cuff Monouso misura da #0 a #7

Ambu

Distributed by:

■ **Ambu A/S**

Baltorpbakken 13
2750 Ballerup
Denmark
T +45 72 25 20 00
ambu.com

Distributed by:

■ **Ambu S.r.l.**

Via Paracelso, 20
20864 Agrate Brianza
Italia
T +39 039 65 78100
ambu.it

Manufactured by:

■ **Ningbo Shengyurul Medical Appliances Co., Ltd.**

No.138 Binhaisi Rd.,
Hangzhou Bay New Zone
315336 Ningbo City,
Zhejiang Province, China

CE

0120

US: Rx Only