

Ambu® Open Cuff Silicone Riutilizzabile

SCHEMA TECNICA

Le maschere facciali in silicone Ambu® Open Cuff sono progettate per l'uso con rianimatori e ventilatori manuali e automatici.

Le maschere sono realizzate in morbido silicone e sono sagomate in modo da garantire una vestibilità confortevole sia per gli adulti che per i bambini.

Le maschere presentano una flangia non gonfiabile per garantire il massimo confort su adulti e bambini



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Trasparente per il controllo visivo di emorragie, vomito, e respirazione spontanea

Disponibile in 6 diverse dimensioni

Tutti i modelli possono essere sterilizzati ripetutamente in autoclave a 134 °C

CND: R03010101

RDM: 65799/R

Dispositivo di Classe IIa - non sterile

Ambu

MATERIALI

Prodotto	Materiale
Maschera intera	Gomma silconica

MISURA

Tipo	Peso maschera
0 Neonato	13 g
1 Infante	26 g
2 Bambino	41 g
3 Bambino grande	54 g
4 Adulto piccolo	76 g
5 Adulto	102 g

SPECIFICHE ORDINE

Ref.	Tipo	Minimo ordinabile
000 251 001	Ambu Open Cuff Silicone misura #0	100
000 251 002	Ambu Open Cuff Silicone misura #1	50
000 251 003	Ambu Open Cuff Silicone misura #2	50
000 251 004	Ambu Open Cuff Silicone misura #3	50
000 251 005	Ambu Open Cuff Silicone misura #4	50
000 251 006	Ambu Open Cuff Silicone misura #5	50

Le maschere non sono ordinabili singolarmente ma solo in confezionamento minimo come indicato in tabella sovrastante.



Ambu Open Cuff Silicone misure 0, 1 e 2



Ambu Open Cuff Silicone misure 3, 4 e 5

Ambu

Ambu A/S
Baltorpbakken 13
2750 Ballerup
Denmark
T +45 72 25 20 00
ambu.com

Ambu S.r.l.
Via Paracelso, 20
20864 Agrate Brianza
Italia
T +39 039 6578100
ambu.it

CE 0434 US: Rx Only