

# Ambu® Neuroline™ 710

## SCHEMA TECNICA

---

Ambu® Neuroline™ 710 è un elettrodo di superficie conduttivo, autoadesivo e riposizionabile all'interno del portafoglio di Neurologia Ambu®. Il materiale di supporto dell'elettrodo è flessibile, confortevole, morbido e traspirante e garantisce una minima irritazione della pelle.

L'elettrodo è dotato di un sensore argento/cloruro d'argento che garantisce una qualità del segnale stabile ed è disponibile con un cavo conduttore sottile e flessibile. I cavi sono disponibili in diverse lunghezze e con diversi tipi di connettori.



## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

---

Gel solido autoadesivo e riposizionabile

Sensore in argento/cloruro di argento per un segnale stabile e di qualità

Minima irritazione della pelle

Materiale di supporto flessibile, confortevole, morbido e traspirante

Cavo di collegamento flessibile e sottile

CND: N010101

RDM: 2262555

Dispositivo di Classe I - non sterile

## APPLICAZIONI RACCOMANDATE

---

Esami neurofisiologici di muscoli e/o nervi

# Ambu

## SPECIFICHE

### Dimensione

Misura elettrodo (L x L in mm)	28 x 20
Area adesiva (in mm <sup>2</sup> )	490

### Sensore

Materiale sensore	Argento/Cloruro di argento (Ag/AgCl)
Sistema gel	Solido
Area del gel/area di misurazione (in mm <sup>2</sup> )	490

### Ambiente

Elettrodo senza lattice di gomma naturale
Cavetto senza lattice di gomma naturale
Packaging senza PVC

## MATERIALI

### Elettrodo

Biocompatibile	Si
Supporto del sensore	Vinile
Adesivo	Idrogel
Materiale di supporto	Poliestere non tessuto
Nucleo del cavo	Rame
Isolante del cavo	PVC
Connettore	Ottone/polipropilene (PP)
Liner	PET

### Packaging

Busta (strato interno)	Polietilene (PE)
Busta (strato centrale)	Alluminio (Al)
Busta (strato esterno)	Carta
Scatola	Cartone

## CONFIGURAZIONI DISPONIBILI

Ref.	Lungh. cavetto		Colore cavetto	Durata (in mesi)		Packaging		
	cm	inch		(chiuse/aperte)	Unità/busta	Unità/scatola	Unità/scatolone	
71001-SC/12	10	4	○	18	1	12	240	1920
71002-SC/12	20	8	○	18	1	12	240	1920
71005-K/12	50	20	○	18	1	12	240	1920
71005-K/C/12	50	20	●●●	18	1	12	240	1920
71010-J/12	100	40	○	18	1	12	120	960
71010-K/12	100	40	○	18	1	12	120	960
71015-K/12	150	60	○	18	1	12	120	960
71015-K/C/12	150	60	●●●	18	1	12	120	960

71001-SC/12 ● Prodotto ● Connettore  
● Lungh. cavo ● Elettrodi in busta


71005-K/C/12 ● Prodotto ● Kit colore  
● Lungh. cavo ● Elettrodi in busta  
● Connettore



Connettore K = 1.5 mm



Connettore J = 2 mm



Connettore SC = 0.7 mm



Temp. di stoccaggio

# Ambu

Ambu A/S  
Baltorpbakken 13  
2750 Ballerup  
Denmark  
T +45 72 25 20 00  
ambu.com

Ambu S.r.l.  
Via Paracelso, 20  
20864 Agrate B.za  
Italia  
T +39 039 6578100  
ambu.it



US: Rx Only