

# Ambu® Neuroline™ 715

## SCHEMA TECNICA

Ambu® Neuroline™ 715 è un elettrodo di superficie autoadesivo e riposizionabile all'interno del portafoglio di Neurologia Ambu®.

L'elettrodo è dotato di un gel solido delicato sulla pelle che consente di riposizionare l'elettrodo più volte senza perdere il suo potere adesivo. Un supporto trasparente consente il posizionamento guidato visivamente del sensore sull'area target. Il sensore argento/cloruro d'argento garantisce una qualità del segnale stabile.

L'elettrodo è disponibile con un filo conduttore con codice colore sottile e flessibile per l'identificazione del posizionamento. Il cavo ha una lunghezza di 50 cm, 80 cm, 120 cm o 200 cm e viene fornito con un connettore touch-proof da 1,5 mm.



## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Gel solido autoadesivo e riposizionabile

Gel solido delicato sulla pelle

Il sensore argento/cloruro d'argento garantisce una qualità del segnale stabile

Il supporto trasparente consente il posizionamento guidato visivamente del sensore sull'area target

Cavetti conduttori codificati a colori per la facile identificazione del posizionamento

Cavetti conduttori sottili e flessibili

CND: N010101

RDM: 2262557

Dispositivo di Classe I - non sterile

## APPLICAZIONI RACCOMANDATE

Esami neurofisiologici di muscoli e/o nervi

# Ambu

## SPECIFICHE

### Dimensioni

Misura elettrodo (L x L in mm)	30 x 22
Area adesiva (in mm <sup>2</sup> )	493

### Sensore

Materiale sensore	Argento/cloruro di argento (Ag/AgCl)
Sistema gel	Solido
Area gel / Area di misurazione (in mm <sup>2</sup> )	493

### Ambiente

Elettrodo senza lattice di gomma naturale
Cavo senza lattice di gomma naturale
Packaging senza PVC

## MATERIALI

### Elettrodo

Biocompatibile	Si
Supporto sensore	PVC
Adesivo	Idrogel
Materiale di supporto	Poliestere non tessuto
Nucleo del cavo	Rame
Isolante del cavo	PVC
Connettore	Ottone/polipropilene (PP)
Liner	PET

### Packaging

Busta (strato interno)	Polietilene (PE)
Busta (strato centrale)	Alluminio (Al)
Busta (strato esterno)	Carta
Scatola	Cartone

## CONFIGURAZIONI DISPONIBILI

Ref.	Lungh. cavetto		Colore cavetti	Durata busta		Unità/busta	Packaging	
	cm	inch		non aperta/aperta	Unità/scatola		Unità/scatolone	
71505-K/C/12	50	20	● ● ●	24 mesi	7 giorni	12	240	1920
71505-M/C/12	50	20	● ● ●	24 mesi	7 giorni	12	240	1920
71508-K/C/12	80	32	● ● ●	24 mesi	7 giorni	12	120	960
71512-K/C/12	120	48	● ● ●	24 mesi	7 giorni	12	120	960
71512-M/C/12	120	48	● ● ●	24 mesi	7 giorni	12	120	960
71520-K/C/12	200	80	● ● ●	24 mesi	7 giorni	12	120	960

71505-K/C/12	● Prodotto	● Kit colore
	● Lungh. cavo	● Elettrodi in busta
	● Connettore	



Connettore K = 1.5 mm



Connettore M = 1.5 mm



Temp. stoccaggio

# Ambu

Ambu A/S  
Baltorpbakken 13  
2750 Ballerup  
Denmark  
T +45 72 25 20 00  
ambu.com

Ambu S.r.l.  
Via Paracelso, 20  
20864 Agrate B.za  
Italia  
T +39 039 6578100  
ambu.it



US: Rx Only