

# Ambu® Neuroline cavo porta ago per aghi concentrici



## Caratteristiche principali

- Connessione all'ago indipendente dall'orientamento
- Connettore DIN a 240° da 5 pin
- CND: No10101
- RDM: 2292086
- Classe dispositivo: I - non sterile

## Ambu® Neuroline cavo porta ago per aghi concentrici

Il cavo riutilizzabile di Ambu Neuroline offre una semplice e sicura connessione "senza orientamento" con l'ago per un uso più facile. È dotato di connettore DIN a 240° da 5 pin adatto alla maggior parte delle apparecchiature EMG.

Il cavo è schermato, forte, flessibile e riutilizzabile. È disponibile in due versioni, una da 1m e una da 2m.

Codice articolo	Lunghezza cm	Attacco ago mm	Connessione	Confezionamento busta
1741	100	1.0	DIN(60130-9)	1
1742	200	1.0	DIN(60130-9)	1

### Ambu S.r.l.

Via Paracelso, 20  
Centro Direzionale Colleoni  
Palazzo Andromeda 3  
20864 Agrate Brianza MB - IT  
T +39 039 6578100  
F +39 039 6898177  
www.ambu.it  
www.ambu-shop.it

### Ambu A/S

Baltorpbakken 13  
DK - 2750 Ballerup  
Denmark  
Tel. +45 7225 2000  
Fax +45 7225 2053  
www.ambu.com



**Ambu**  
Ideas that work for life