

Ambu® Junior



Caratteristiche

- Manichino training economico conforme ai requisiti degli algoritmi BLS
- Rappresentazione realistica dell'anatomia di un bambino
- Training realistico della compressione del busto
- Sistema igienico Ambu per ventilazione bocca a bocca
- Utilizzabile con maschera facciale per ventilazione
- Sollevamento visibile del torace
- Le vie aeree sono aperte solo quando la testa è nella posizione corretta
- Posizionamento realistico degli elettrodi DAE per training DAE
- Utilizzabile per soccorso in acqua
- CND: Vo6
- RDM: 1425542
- Materiale privo di ftalati e lattice di gomma naturale

Ambu® Junior

Ambu Junior è un manichino training economico e realistico che è stato progettato seguendo i requisiti dell'algoritmo BLS.

Il manichino è la rappresentazione di un bambino di 3 anni con una lunghezza di 86 cm.

L'anatomia realistica di Ambu Junior permette una facile determinazione della posizione corretta delle mani nella compressione del busto.

Ambu Junior permette un training ottimale della compressione del busto con una ventilazione realistica. Il sistema igienico unico previene la contaminazione crociata. Permette una ventilazione realistica e un'espirazione attraverso la bocca.

La forma chiusa del torso, dotato di reperi anatomici corretti, permette agli studenti di apprendere a pieno l'uso dei DAE (Defibrillatori Semiautomatici) e il posizionamento dei relativi elettrodi.

Ventilazione realistica

I discenti percepiranno la resistenza ventilatoria realistica e il torso si alzerà quando la testa sarà correttamente inclinata e l'aria entrerà nel manichino.

Ambu Junior permette di guardare, sentire e ascoltare la ventilazione come se fosse reale.

Soccorso in acqua

Ambu Junior ha un design impermeabile che permette il training RCP per le vittime di incidenti da annegamento.

Specifiche

Peso	4,1 kg
Dimensione (lunghezza x larghezza x altezza)	86,4 x 28,0 x 17,8 cm

Specifiche per l'ordinazione

Codice prodotto	Descrizione
A 282 010 000	Ambu® Junior con 5 pezzi facciali bocca-naso, 5 anelli di tenuta, 25 sacche per la testa, t-shirt, pantaloni e borsa da trasporto
Accessori	
282 000 511	Pezzo facciale bocca-naso (set da 10)
282 010 501	Sacca per la testa (set da 100)
282 010 502	Anelli di tenuta (set da 10)



Sistema igienico Ambu



Testa Ambu Junior

Ambu S.r.l.

Via Paracelso 20
Centro Direzionale Colleoni
Palazzo Andromeda 3
20864 Agrate Brianza MB - IT
Tel.: +39 039 6578100
Fax: +39 039 6898177
www.ambu.it

Ambu A/S

Baltorpbakken 13
DK - 2750 Ballerup
Denmark
Tel. +45 7225 2000
Fax +45 7225 2053
www.ambu.com